

INTELECT RPW 2



CARATTERISTICHE

Intellect®RPW 2 consente il trattamento con onde pressorie radiali, generate pneumaticamente, a bassa energia o "impulsi pressori". L'ondapressoria si propaga radialmente all'interno del tessuto, generando un effetto terapeutico. Il manipolo opzionale V-Actor®HF produce vibrazioni meccaniche, per il massaggio vibratorio.

LINEE GUIDA DEL TRATTAMENTO

- Localizzare le aree dolorose da trattare
- Selezionare i trasmettitori più appropriati in base all'obiettivo del trattamento e al tessuto interessato
- Applicare il gel conduttivo sulla pelle dell'area da trattare
- Iniziare sempre con un livello di intensità basso
- Eseguire un test post-trattamento per verificare che sia diminuito il dolore e migliorata la funzionalità

22651	Supporto per il flacone gel
22652	Vassoio per i trasmettitori
14820	Cavo alimentazione
15-1140	Chiavetta USB
13-28660	Guidarapida all'utilizzo

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

INTELECT® RPW 2

2174	Intellect®RPW 2
------	-----------------

ACCESSORI INCLUSI

18080	Manipolo Falcon® (include: 2 proiettili, 2 tubi guida, 1 spazzola per la pulizia, 1 chiave inglese, 1 chiave a brugola)
13-28660	Guidarapida all'utilizzo
22652	Vassoio per i trasmettitori
22651	Supporto per il flacone gel
	Gel conduttivo, 1 flacone da 250 ml
28178	Trasmettitore Ro40 rosso
29724	Trasmettitore D20-S 20 mm
82-0274	Borsa da appendere a Intellect® RPW 2
15-1140	Chiave USB
14820	Cavo alimentazione

ACCESSORI

18080	Manipolo Falcon® (include: 2 proiettili, 2 tubi guida, 1 spazzola per la pulizia, 1 chiave inglese, 1 chiave a brugola)
28739	Spazzolino per pulizia tubo guida
29104	Kit revisione include: 2 proiettili, 2 tubi guida corti, 2 set O-ring, 1 guida O-ring (per Falcon® e Sparrow™)
29801	A6 Trasmettitore nero
29802	T10 Trasmettitore nero
29729	C15 Trasmettitore nero
29728	DI15 Trasmettitore nero
29726	F15 Trasmettitore nero
29724	D20-S Trasmettitore nero
29725	D35-S Trasmettitore nero
28736	D20-T Trasmettitore dorato
28178	Ro40 Trasmettitore rosso
29539	ATLAS RPW Trasmettitore
19365	Manipolo V-Actor®HF solo per Intellect®RPW 2 e Mobile RPW 2 (include V25 e V40) 36-50 Hz - nero
28730	Manipolo V-Actor®per Intellect®RPW2, RPW, Mobile RPW2 e Mobile RPW (include V25 e V40) 21-35 Hz - blu
29742	V-Actor®V10 Trasmettitore
28740	V-Actor®V25 Trasmettitore
28741	V-Actor®V40 Trasmettitore
31800	Set di 9 trasmettitori con valigetta, include: A6, T10, C15, DI15, F15, D20-S, D35-S, D20-T, Ro40
28945	PERI-ACTOR®Set di 4 trasmettitori fasciali
28946	SPINE-ACTOR®Set di 3 trasmettitori spinali
82-0274	Borsa Intellect®RPW 2